


PHARMACEUTICAL QUALITY IN PROFESSIONAL COSMETICS

■ TOSKANI



EP JET



低壓安全

以安全電壓運作 3-19 V (5級強度)，防止皮膚燒傷風險



無針無痛

採用Pulse Booster® Technology 進行無痛、非侵入式輸送，避免皮膚創傷



使用者友好設計

輕便、人體工學觸控螢幕，操作簡易；一 Plug 即用



提升效能

活性成分均勻深入皮膚，提供更快、更明顯的肌膚更新、緊緻和滋潤改善




全方位療程

協同所有醫美療程，從面部，眼周頭髮強化到身體塑形，提供整體美學解決方案

交流電運作

頭部的主電極與次電極，為活性成分提供有效的輸送載體，不論成分其極性



雙微晶片 DUAL MICROCHIPS



MESO SKIN
25-通道
用於面部和身體



MESO EYE & HAIR
22-通道
用於頭皮及眼周





 **TOSKANI®**



Confidential, All rights reserved by Dermatriz Limited

香港及澳門總代理：



+852 9183-7388



info@dermatriz.com



Office 1501, 15/F, Island Centre,
No.1 Great George Street, CWB, HK

CPR 膚質復甦精華



仿生胜肽

胜肽是由多個胺基酸形成的分子。它們可以執行各種基本的生物功能。部分胜肽會作為生長因子，結合內源性受體，激活彈性蛋白、膠原蛋白或透明質酸生產。

TOSKANI 使用創新的胜肽組合，完全模仿某些內源性胜肽作用的胜肽，以改善皮膚的質量和健康。




HA
High Purity
Hyaluronic Acid

超小分子透明質酸
<100 kDa
TKN HA XS 2%
5 x 5 ML

強效保濕

再生活化

直達肌底



TDS 技術 (經皮傳遞系統)

我們的活性成分由於其仿生組成和膠囊技術，能更好地滲透皮膚。

TOSKANI 使用經皮傳遞系統來保護活性成分，將它們釋放到皮膚的目標層中，使其比游離活性成分有效高達10 倍。

TOSKANI's R&D 臨床研究 高效安全



逆齡抗衰療程^{1,2}

+43%
緊緻度



暗瘡瑕疵療程³

-61%
油脂分泌



Pulse Booster®
Technology

提升成分滲透

以 Pulse Booster® 技術的
EP JET，有效將活性成分
輸送穿越角質層屏障




In-vivo studies


為了驗證使用 EP JET 將
活性成分的滲透能力，右圖
顯示了使用此設備時，活性
成分如何穿越皮膚屏障



未使用 EP JET 的螢光信號偵測



使用 EP JET 的螢光信號偵測



在回聲多普勒模式下，20 MHz 超音
波信號偵測，顯示活性成分輸送。
(Pitassi L. etc., 2023)



Beyond advanced aesthetics



1. Anti-ageing efficacy study with biorevitaliser applied using transdermal penetration technology.
2. Aesthetic eye contour anti-ageing protocol efficacy study.
3. Meso starter kit acne treatment efficacy study applied using transdermal penetration technology



NCPR

49+1全效嫩膚肌底精華

5 x 5 ml / 0.17 fl oz vials

- 提供強效滋養效果
- 深度保濕
- 改善皮膚彈性
- 提供抗老化效果
- 改善皺紋外觀
- 使皮膚年輕化

+4.8%
皮膚水分*

+63.4%
皮膚彈性*

主要活性成分

- 高純度藥品級玻尿酸
- 中分子量玻尿酸，用於表皮整體保濕

其他活性成分

- 23種胺基酸
- 12種維生素A、B族、C和E
- 5種輔酶
- 3種核酸
- 4種礦物質
- 2種還原劑



* 臨床效果

52 歲男性患者結果，經 4 次療程使用 TKN HA3 + NCPR 治療。使用 Cutometer® Dual 測量彈性，使用 Corneometer® 測量保濕。



ECPR

逆齡美目肌底精華

5 x 5 ml / 0.17 fl oz vials

- 強效活化眼周區域
- 減少缺水問題
- 改善魚尾紋、黑眼圈和眼袋
- 改善腫脹、疲倦眼睛的外觀

主要活性成分

- 棕櫚醯三肽-1
- 刺激膠原蛋白 I 和 III、纖維蛋白和層粘連蛋白的合成
- 可模仿參與皮膚再生過程和膠原蛋白生產的生長因子
- 棕櫚醯四肽-7
- 參與炎症過程
- 增加內源性膠原蛋白和玻尿酸在皮膚中的生產
- 此肽還可分解黑眼圈中的黑色素，從而減少色素沉著
- 乙醯四肽-5
- 減少眼袋

- 高純度藥品級玻尿酸
- 中分子量玻尿酸，用於表皮整體保濕

其他活性成分

- 朝鮮薊萃取
- 銀杏葉萃取
- 曲克蘆丁
- 有機矽
- 維他命 C



臨床效果

59 歲女性患者，使用 ECPR 經 EP Jet 治療，每兩週一次，共 3 次。



醫藥級透明質酸

透明質酸是一種生理成分，能深度保濕並刺激膠原蛋白形成。

TOSKANI 使用頂級品質的透明質酸，採用藥品級生物發酵技術。這確保產品的純正度及有效性。



WCPR

亮白抗斑肌底精華

5 x 5 ml / 0.17 fl oz vials

- 減少色素過度沉著
- 預防光老化
- 排毒提亮
- 改善整體膚質

-18.7%
紅斑**

+47.6%
皮膚彈性**

主要活性成分

- TRX
- 刺激皮膚纖維母細胞增殖
- TGP-2
- 減少黑色素合成和酪胺酸酶活性

其他活性成分

- α-熊果素
- 穀胱甘肽
- 甘草萃取
- 維生素 C + B3



** 臨床效果

64 歲男性患者結果，經 2 次療程使用皮膚增強劑 TKN HA 3 + WCPR 治療。使用 Mexameter® 和 Cutometer® Dual 測量。